

# Вибрационная шаровая мельница для криогенного измельчения Retsch CryoMill

**Криомельница Retsch CryoMill** - вибрационная шаровая мельница для криогенного измельчения. Оснащена встроенной системой, которая непрерывно охлаждает размольный стакан жидким азотом до и во время процесса измельчения. Применяется для криогенного, сухого и мокрого измельчения проб объемом до 20 мл.

Примеры применения вибрационной мельницы Retsch CryoMill:  
Дерево, маслянистые семена, осадки сточных вод, пищевые продукты, почва, пластмассы, пробы отходов, корм для животных, кости, бумага, волосы, растения, таблетки, текстиль, ткани, химические продукты, шерсть.

**Контактное лицо:** Ирина Тарасова, ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химических методов исследования ИНЭПХФ им. В.Л. Тальрозе  
Email [IA\\_Tarasova@yandex.ru](mailto:IA_Tarasova@yandex.ru)

